



# Vortex Biosan V-1 Plus, mono-tube

Vortex pour l'agitation et réglable pour chaque tube



**Codes produits :**

Référence BS-010203-AAG

## **Description du produit :**

Le vortex **V-1 plus** est un outil idéal pour les opérations qui vont de mélange en douceur à vigoureuse remise en suspension des cellules et des composants des liquides chimiques et biologiques à l'intérieur des tubes, par le biais d'un mécanisme excentrique.

Le vortex a deux modes:

1. Fonctionnement continu;
2. Fonctionnement pulsé (activé en appuyant sur le bouchon avec le bas du tube).

## **caractéristiques du produit :**

STG - TYPE: vortex

STG - CAPACITÉ: seul tube

