

LINEAR

Excellence
in biochemical analysis

Calidad
en análisis bioquímicos



Semi-automatic
Clinical Chemistry
Analyzer

*Analizador
Semi-automático
para Química Clínica*

TEMIS

LINEAR

Linear Chemicals sl

Joaquim Costa, 18 pl.2
08390 Montgat
Spain

tel. +34 934 694 990

fax. +34 934 693 435

e-mail: info@linear.es

www.linear.es

Excellence
in biochemical
analysis

Calidad
en análisis
bioquímicos

- Semi-automated Photometer
- Peristaltic system with flowcell cuvette (30 μ L)
- Wavelength range from 340 to 700 nm
- Photometric range from -0,2 to 2,5 A
- Bichromatic reading capabilities
- 130 test programs in memory
- End-Point, fixed Time, Kinetics and Multi-standard calculations
- Filter wheel 7 filters (standard configuration)
- Thermostatization by Peltier system (25 to 37°C)
- Screen LCD (640 x 240 pixels, 256 colours)
- Internal thermal printer
- RS-232-C computer interface
- Qwerty keyboard and external mouse (optional)
- On board, two controls per test
- Up to 365 days QC survey
- Levey-Jenning's control charts
- Up to six hundred patient results are automatically stored
- *Fotómetro semi-automático*
- *Sistema con bomba peristáltica y cubeta de flujo (30 μ L)*
- *Longitud de onda de 340 a 700 nm*
- *Rango fotométrico de -0,2 a 2,5 A*
- *Capacidad de lectura bicromática*
- *130 tests en memoria*
- *Punto Final, Tiempo Fijo, Cálculo Cinético y Multicalibrador*
- *Rueda de 7 filtros (configuración estándar)*
- *Control de temperatura por sistema Peltier (25 a 37°C)*
- *Pantalla LCD (640 x 240 píxeles, 256 colores)*
- *Impresora térmica interna*
- *Conexión ordenador RS-232-C*
- *Teclado de membrana y ratón externo (opcional)*
- *2 controles por test*
- *Controles hasta 365 días en memoria*
- *Gráficas Levey-Jenning*
- *Hasta 600 resultados de paciente en memoria*

TEMIS

Distributed by:
Distribuido por:

Semi-automatic
Clinical Analyzer

*Analizador Bioquímica
Semi-automático*

QUALITY SYSTEM
CERTIFIED
ISO 13485

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
ISO 9001

IVD

CE